

## Tahací žíněnky LA Sport

Varianty: A – tahací žíněnka na boulderovú plochu

B – žíněnka pod lano

Variabilita - žíněnky je možné vyrobiť spojovateľným pásmom suchého zipu (a vytvoriť radu).

Barevné varianty: červená, modrá, šedá, zelená, žltá, oranžová, čierná, biela



A) TAHACÍ ŽÍNĚNKA NA BOULDEROVU PLOCHU. Je určena jako doplněk boulderové doskové plochy, pro zvýšení komfortu doskoku, především v místech možného pádu, třeba pod převis. Lezci poskytují vyšší pohodlí a zároveň chrání místo častého doskoku a dopadu před předčasným opotřebením. Doporučená výška matrace 10cm, ve dvou provedeních - extra měkká (pěna 2020) a klasik (pěna 3050). Uzavírání žíněnky je na klasický zip.

2x2x0,1 (Potah klasik, náplň 2020)

3x2x0,1 (Potah klasik, náplň 2020)

2x2x0,1 (Potah klasik, náplň 3050)

3x2x0,1 (Potah klasik, náplň 3050)

2x2x0,1 (Potah 900g / m<sup>2</sup>, náplň 2020)

3x2x0,1 (Potah 900g / m<sup>2</sup>, náplň 2020)

2x2x0,1 (Potah 900g / m<sup>2</sup>, náplň 3050)

3x2x0,1 (Potah 900g / m<sup>2</sup>, náplň 3050)

B) ŽÍNĚNKA POD LANO. Je určena na místo slanění a poskytuje měkké místo slanění a je zároveň bezpečnostním prvkom. Tato žíněnka nenahrazuje slaňování!!!

Doporučená výška matrace 15cm, ve dvou provedeních - extra měkká (pěna 2020) a klasik (pěna 3050). Uzavírání žíněnky je na klasický zip.

Pozn.: Žíněnky pod lano lze použít také jako tahací žíněnky na boulderové doskové ploše. Je třeba dbát na to, aby žíněnka byla umístěna tak, že lezec nešlápne na kraj žíněnky. Při šlápnutí na kraj hrozí vymknutí kotníku.

2x2x0,1 (Potah klasik, náplň 2020)

3x2x0,1 (Potah klasik, náplň 2020)

2x2x0,1 (Potah klasik, náplň 3050)

3x2x0,1 (Potah klasik, náplň 3050)

2x2x0,1 (Potah 900g / m<sup>2</sup>, náplň 2020)

3x2x0,1 (Potah 900g / m<sup>2</sup>, náplň 2020)

2x2x0,1 (Potah 900g / m<sup>2</sup>, náplň 3050)

3x2x0,1 (Potah 900g / m<sup>2</sup>, náplň 3050)

Svidná, dne 1.1.2024

Ing, Mgr. Radomír Škaloud - jednatel společnosti

Kontakt:

LA Sport s.r.o, Lísková 13, 312 00 Plzeň,

IČ: 26342995, DIČ: CZ 26342995